

**Descrizione della Procedura applicata ai servizi Odontoiatrici prestati dallo Studio in ambito:**

## **Protesi Fissa**



**dr. MATTEO MEZZERA**  
**STUDIO ODONTOIATRICO**

## Indice

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>PROTESI FISSA .....</b>           | <b>3</b> |
| 1.1 <i>PRIMO APPUNTAMENTO .....</i>  | 3        |
| 1.2 <i>SECONDO APPUNTAMENTO.....</i> | 4        |
| 1.3 <i>TERZO APPUNTAMENTO .....</i>  | 5        |
| 1.4 <i>QUARTO APPUNTAMENTO .....</i> | 5        |
| 1.5 <i>QUINTO APPUNTAMENTO .....</i> | 5        |

## **PROTESI FISSA**

### **1.1 PRIMO APPUNTAMENTO**

- 1 Impronta in alginato (Xantalgin Heraeus) per studio del caso e preparazione provvisorio
- 2 Consegna impronta al laboratorio
- 3 Preparazione provvisorio e riconsegna allo studio sempre 3gg prima dell'appuntamento paziente
- 4 Preparazione dell'elemento dentario con frese Komet del kit Dr Gracis  
composto da:
  - 1 Tagliacorone H24
  - 2 Cilindrica da separazione (881)
  - 3 Cilindrica da riduzione (S6881 012/ 014)
  - 4 Cilindrica da rifinitura (8881 012/014)
  - 5 Cilindrica per rettifica (8837KR)
  - 6 Oliva(6368)
  - 7 Ribasatura del provvisorio in 2 fasi con resina autoindurente (Coldpac-Motloid)
  - 8 Ritocchi occlusali e rifinitura
  - 9 Cementazione provv con cemento provvisorio Temp-Bond (Kerr)

## **1.2 SECONDO APPUNTAMENTO**

- 1 Rimozione provvisorio
- 2 Posizionamento primo filo retrattore '00 Ultrapac (Ultradent) imbevuto con Racestypine soluzione (Septodont)
- 3 Rifinitura moncone
- 4 Posizionamento secondo filo detrattore '0 Ultrapac (Ultradent)
- 5 Presa dell'impronta con Poliestere Permadyne Penta H (3M Espe) o
- 6 Impregum Penta (3M Espe) o SiliconeWhaledent (Coltene)
- 7 Rimozione fili retrattori
- 8 Ribasatura provvisorio con resina (Coldpac)
- 9 Cementazione provvisoria del provvisorio con Temp-Bond (Kerr)

### **1.3 TERZO APPUNTAMENTO**

- 1 Prova metallo e controllo chiusura manufatto con PSI (Coltene)
- 2 Rimozione provvisorio
- 3 Scelta del colore con scala colori VITA
- 4 Cementazione provvisoria del provvisorio con Temp-Bond (Kerr)

### **1.4 QUARTO APPUNTAMENTO**

- 1 Rimozione provvisorio
- 2 Prova estetica e prova biscotto
- 3 Cementazione provvisoria del provvisorio con Temp-Bond (Kerr)

### **1.5 QUINTO APPUNTAMENTO**

- 1 Rimozione provvisorio
- 2 Consegna manufatto al paziente e cementazione definitiva con Ketac Radiopaco (3M Espe) o Unicem (3M)
- 3 Controllo occlusale con cartina di masticazione Bausc BK01 o BK09 o Hanel Shimstock micron 8
- 4 Consegna al paziente dei modelli studio e provvisorio per conservarli
- 5 Dopo sette giorni controllo occlusale.